



Богера 2 (160,180,200)



BRISTOL

• МАГАЗИН МЕБЛІВ •

Основа під матрац 160x200 (підйомна)
 Основание под матрац 160x200 (подъемная)



№ елемента	№ з'ємента	Розмір
1		1988 x 30
2		1530 x 75
3		1779 x 131
4		110 x 60
5		768 x 53

16x M6 j10	16x M6 o6	16x M6x40 mm r98	4x s29	56x s33
4x M8 j38	4x M8x45 mm j223	4x M8 o22	Для підйомного механізму Для подъемного механізму	

КАРТА ЗБІРКИ ліжка Богера

Пакет №1. Ізголів'я, ДВП (дно біле) - 3 шт.

Пакет №2. Царга бічна велика - 2 шт.

Пакет №3. Царга мала передня, перегородка внутрішня - 2 шт.

Пакет №4. Каркас під матрац з ортопедичними ламелями.

1. Розпакувати пакет №1, 2, 3, 4, обережно не прорізаючи картонну упаковку.

2. З пакету № 2 поставити дві бокові царги підйомником всередину в сторону ізголів'я.

3. З пакету № 3 дві середні перегородки начіпити на зачіпи на бокових царгах.

4. В першу секцію від ізголів'я (там де стоїть підйомник) вкласти ДВП (дно) середнього розміру.

5. Приставити ізголів'я з боку підйомників і закріпити на 4 болти Ø 6 x 80 (болт вкручується зі внутрішньої сторони в краб-гайку, яка стоїть у ізголів'ї ліжка).

6. З передньої царги викрутити шурупи 2 і 3 від верху.

7. Начіпити передню царгу на куточки болтами 1 і 4 від верху, рівно виставити і затягнути болти 1 і 4.

8. Закрутити в царгу болти 2 і 3.

9. Закріпити поршень підйомного механізму на болт (підйомник при цьому в розкладеному стані).

10. Зібрати каркас під матрац з ортопедичними ламелями відповідно карти збірки яка знаходиться в пакеті № 4.

11. Поставити каркас з ламелями так, щоб 4 отвори в бічних довгих профілях з'єдналися з отворами на підйомних механізмах ліжка.

12. Закріпити 4 меблевих болти Ø 8 x 45 в з'єднанні отвори. Кілька раз підняти і опустити каркас з ламелями (для прокачування газових поршнів).

13. Зав'язати ручку з екошкіри посередині каркаса у малої царги.

14. Вкласти 2 залишившихся деталі ДВП (дно) в порожні ніші.

Ліжко зібрано. Приємних снів!



BRISTOL

• МАГАЗИН МЕБЛІВ •